


Anticuerpo Monoclonal Anti-Akt2 Para Wb - P31751

Número de artículo: CM0006921



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra AKT2 humano (P31751), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudiar la señalización PI3K/AKT, el metabolismo de la glucosa y la supervivencia celular en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKT2 Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	208
ID Gen	208
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 390-490 de AKT2 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31751
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo