


## Anticuerpo Policlonal Anti-Akt2 Para Wb, Elisa - P31751

Número de artículo: CM0021831



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AKT2 humano (PKB beta). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Adecuado para estudiar la señalización de la insulina, el transporte de glucosa, la apoptosis y las vías del cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-AKT2                                                                                          |
| Observaciones/Alias | PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| GeneID              | 208                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 381-481 de AKT2 humano (NP_001617.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón                                                                                                    |
| SWISS               | P31751                                                                                                           |
| Peso de la proteína | 56 kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |