

Anticuerpo Monoclonal Anti-Akt3 Para Wb, Elisa - Q9Y243

Número de artículo: CM0007622



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra AKT3 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con AKT3 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de señalización AKT, cáncer, metabolismo y desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AKT3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; AKT3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 93-154 de AKT3 humano (NP_005456.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y243
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo