

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Akt3 Para Wb, Elisa - Q9Y243

Número de artículo: CM0017904



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la AKT3 humana (quinasa de serina/treonina RAC-gamma), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización AKT en el desarrollo cerebral y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo AKT3
Observaciones/Alias	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMMA, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, AKT3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10000
ID del Gen	10000
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-190 de la AKT3 humana (NP_859029.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y243
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo