


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alad Para Wb, Elisa - P13716

Número de artículo: CM0030711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ALAD humano (deshidratasa de ácido delta-aminolevulínico/sintasa de porfobilinógeno). Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios de biosíntesis de hemo y metabolismo de porfirinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALAD pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Especie	Humano
GeneID (humano)	210
GeneID	210
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 del ALAD humano (NP_000022.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13716
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo