


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alad Para Wb, If/Icc, Elisa - P13716

Número de artículo: CM0018120



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la delta-aminolevulinato deshidratasa (ALAD) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Banda esperada de 36 kDa. Para investigación de biosíntesis de hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ALAD pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Especie	Humano
GenelD (humano)	210
GenelD	210
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de ALAD humana (NP_000022.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13716
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo