

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alas1 Para Wb, Elisa - P13196

Número de artículo: CM0008224

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-ALAS1 de conejo validado para WB y ELISA. Detecta la ALAS1 humana, una enzima mitocondrial que cataliza el paso limitante de la biosíntesis del hemo. Ideal para investigación sobre metabolismo del hemo y porfiria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALAS1 Rabbit mAb
Observaciones/Alías	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	211
GeneID	211
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 541-640 de la ALAS1 humana (P13196).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13196
Peso de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo