

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alas1 Para If/Cci Y Elisa - P13196

Número de artículo: CM0014145

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ALAS1 humana, validado para IF/CCI y ELISA. Detecta específicamente a ALAS1 humana, una enzima clave en la biosíntesis del hemo. Ideal para estudios mitocondriales; peso proteico de 71 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALAS1 Rabbit pAb
Notas/Alias	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	211
GeneID	211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de ALAS1 humana (NP_954635.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/CCI, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13196
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo