

Anticuerpo Policlonico Anti-Alas1 De Conejo Para Wb, Elisa - P13196

Número de artículo: CM0024853

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la ALAS1 humana (5-aminolevulinato sintasa 1). Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación de la biosíntesis del hemo y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALAS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	211
ID del Gen	211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la ALAS1 humana (NP_954635.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13196
Peso de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo