

Anticuerpo Policlonal Anti-Alas2 Para Wb, Elisa - P22557

Número de artículo: CM0026184



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALAS2 humana, validado para WB y ELISA. Reconoce ALAS2 de humano, ratón y rata; adecuado para investigación de biosíntesis de hemo y eritropoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALAS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-320 de ALAS2 humana (NP_001033057.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22557
Peso Molecular de Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo