


Policlonal De Conejo Anti-Albúmina Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P02768

Número de artículo: CM0018651



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra albúmina validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno: proteína recombinante. Ideal para estudios de presión osmótica plasmática y transporte de metales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra albúmina
Observaciones/Alias	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	213
GeneID	213
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-609 de la albúmina humana (NP_000468.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02768
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo