


Anticuerpo Monoclonal Anti-Albúmina/Alb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Número de artículo: CM0005521



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la albúmina/ALB humana, validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Albúmina/ALB
Observaciones/Alias	ALB; HSA; PRO0883; PRO0903; PRO1341; albúmina; Albúmina/ALB
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	213
ID de gen	213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-609 de la albúmina/ALB humana (NP_000468.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02768
Peso de la proteína	45kDa/47kDa/69kDa
Envío	Bolsa de hielo