

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alcohol Deshidrogenasa 1A Para Wb, Elisa - P07327

Número de artículo: CM0003381



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Alcohol Deshidrogenasa 1A humana (ADH1A), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre metabolismo alcohólico. - P07327.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Alcohol Deshidrogenasa mAb de conejo
Observaciones/Alias	ADH1; Alcohol Deshidrogenasa
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	124
ID del gen	124
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Alcohol Deshidrogenasa humana (P07327).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P07327
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo