

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti Alcohol Deshidrogenasa Para Wb, Elisa - P07327

Número de artículo: CM0014450



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Alcohol Deshidrogenasa 1A humana (ADH1A), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para el estudio del metabolismo alcohólico y la oxidación de etanol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Alcohol Deshidrogenasa pAb de conejo
Observaciones/Alias	ADH1A; ADH1; Alcohol Deshidrogenasa
Especie	Humana
GeneID (Humana)	124
GeneID	124
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-300 de la Alcohol Deshidrogenasa humana (NP_000658.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	P07327
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo