

Anticuerpo Monoclonal Anti-Aldh16A1 Para Wb, Elisa - Q8Iz83

Número de artículo: CM0011509

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ALDH16A1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de ~85 kDa en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de aldehído deshidrogenasa en metabolismo y proteómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH16A1 mAb de conejo
Especie	Humano
ID del gen	126133
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de la ALDH16A1 humana (Q8IZ83)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZ83
Peso proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo