

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aldh18A1 Para Wb Y Elisa - P54886

Número de artículo: CM0016225



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ALDH18A1 de alta calidad, validado para WB y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la biosíntesis de prolina y el metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ALDH18A1
Observaciones/Alias	GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1
Especie	Humana
GeneID (humano)	5832
GeneID	5832
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de ALDH18A1 humano (NP_002851.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P54886
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo