


Anticuerpo Monoclonal Anti-Aldh1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Número de artículo: CM0007162



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a ALDH1A1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Reconocer una proteína citosólica de 55 kDa que funciona en la síntesis de ácido retinoico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH1A1 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	216
ID del gen	216
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-350 de ALDH1A1 humana (NP_000680.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00352
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo