


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Número de artículo: CM0007189



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ALDH1A1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ALDH1A1 humana y de rata, una enzima clave en la síntesis de ácido retinoico y la desintoxicación de aldehídos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ALDH1A1 de conejo
Notas/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	216
ID del gen	216
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 250-350 de ALDH1A1 humana (NP_000680.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	P00352
Peso de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo