


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aldh1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Número de artículo: CM0021337



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALDH1A1 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Explore la función de la aldehído deshidrogenasa 1A1 en el metabolismo del ácido retinoico y la detoxificación celular con este anticuerpo policlonal de conejo validado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH1A1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	216
GeneID	216
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de ALDH1A1 humana (NP_000680.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P00352
Peso molecular	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo