


Anticuerpo Monoclonal Anti-Aldh1A2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - 094788

Número de artículo: CM0008833



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ALDH1A2 validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta ALDH1A2 humano, de ratón y de rata; inmunógeno recombinante derivado de la secuencia N-terminal; proteína de 57 kDa; se envía en hielo; ideal para estudios de señalización del ácido retinoico y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ALDH1A2
Observaciones/Alias	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Especie	Humano
GeneID (humano)	8854
GeneID	8854
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ALDH1A2 humano (NP_003879.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	094788
Peso molecular de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo