


Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh1A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 094788

Número de artículo: CM0026546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ALDH1A2 humano (RALDH2) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización del ácido retinoico en el desarrollo y la enfermedad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH1A2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	8854
ID del gen	8854
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de ALDH1A2 humano (NP_733797.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	094788
Peso proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo