

Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Número de artículo: CM0029213



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ALDH1B1 humano (aldehído deshidrogenasa mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio del metabolismo del alcohol y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH1B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	219
GeneID	219
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 278-517 de ALDH1B1 humano (NP_000683.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30837
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo