


Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh1L1 Para Wb, Elisa - 075891

Número de artículo: CM0025438



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ALDH1L1 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se dirige a la 10-formiltetrahidrofolato deshidrogenasa citosólica, una enzima clave en el metabolismo de una unidad de carbono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH1L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10840
GeneID	10840
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de ALDH1L1 humano (NP_036322.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075891
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo