


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh1L1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - O75891

Número de artículo: CM0009123



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ALDH1L1 humano (deshidrogenasa citosólica de 10-formiltetrahidrofolato). Validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de un carbono y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo ALDH1L1
Observaciones/Alias	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10840
ID del gen	10840
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-300 de ALDH1L1 humano (O75891)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75891
Peso molecular de la proteína	99 kDa
Envío	Bolsa de hielo