

Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh1L2 Para Wb Y Elisa - Q3Sy69

Número de artículo: CM0014502

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALDH1L2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Deshidrogenasa mitocondrial de 10-formiltetrahidrofolato en el metabolismo de un carbono. Peso molecular predicho 102 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH1L2 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	mtFDH; ALDH1L2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	160428
ID del Gen	160428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-480 de ALDH1L2 humano (NP_001029345.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3SY69
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo