


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh2 Para Wb, Elisa - P05091

Número de artículo: CM0002040



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ALDH2 humano, adecuado para WB y ELISA. Detecta los niveles endógenos de ALDH2 en las especies humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de eliminación de formaldehído y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	217
GeneID	217
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del ALDH2 humano (P05091).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05091
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo