

Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh3A1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P30838

Número de artículo: CM0027784



Introducción

pAb de Conejo ALDH3A1 validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Detecta una proteína de 50kDa. Adecuado para investigación de córnea y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ALDH3A1
Observaciones/Alias	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del ALDH3A1 humano (NP_001128640.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30838
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo