

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh3A1 Para Wb, If-P, Elisa - P30838

Número de artículo: CM0007549



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ALDH3A1 validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la aldehído deshidrogenasa 3A1 (P30838), una enzima citoplasmática fundamental para la desintoxicación de aldehídos y la protección corneal frente a los rayos UV. 50 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ALDH3A1
Observaciones/Sinónimo	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	218
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de ALDH3A1 humana. (NP_000682.3)
Origen	Comprobante
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30838
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo