

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh3A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11883

Número de artículo: CM0009592



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ALDH3A1, una aldehído deshidrogenasa citoplasmática de 50 kDa. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigaciones corneales y de desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ALDH3A1
Observaciones/alias	AHDC; Aldh; Ahd-c; Aldh3; Aldh3a1
Especie	Rata
GenelD (humano)	218
GenelD	25375
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-103 de Aldh3a1 de rata (NP_114178.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P11883
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsas de hielo