

Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh4A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30038

Número de artículo: CM0021998



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo anti-ALDH4A1 validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Diríjase a la delta-1-pirrolina-5-carboxilato deshidrogenasa mitocondrial, crucial en el metabolismo de la prolina y el glutamato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH4A1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	8659
ID del Gen	8659
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 354-563 de ALDH4A1 humano (NP_003739.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30038
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo