

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh4A1 Para Wb - P30038

Número de artículo: CM0012665



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ALDH4A1 humano, validado para WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el metabolismo de la prolina y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH4A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8659
GenelD	8659
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30038
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo