

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aldh4A1 Para Wb, Elisa - P30038

Número de artículo: CM0013302



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ALDH4A1 humano (Delta-1-pirrolina-5-carboxilato deshidrogenasa). Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Herramienta esencial para la investigación sobre el metabolismo de la prolina, el ciclo de la urea y los trastornos mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH4A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8659
ID de Gen	8659
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 354-563 del ALDH4A1 humano (NP_003739.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30038
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo