


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aldh5A1 Para Wb, Elisa - P51649

Número de artículo: CM0014560



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ALDH5A1 (SSADH, SSDH), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA en humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación sobre el metabolismo del GABA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH5A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SSDH; SSADH; ALDH5A1
Especie	Humano
GenelD (humano)	7915
GenelD	7915
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P51649
Peso proteico	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo