


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh5A1/Ssadh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51649

Número de artículo: CM0007111



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ALDH5A1/SSADH humano para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación del metabolismo del GABA y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Aldehído deshidrogenasa 5-A1/SSADH/ALDH5A1
Observaciones/Alias	SSDH; SSADH; Aldehído deshidrogenasa 5-A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7915
GeneID	7915
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 777-976 de ALDH5A1 humano (NP_001071.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51649
Peso proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo