

Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh6A1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02252

Número de artículo: CM0016804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ALDH6A1 (MMSDH), adecuado para IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre malonato-semialdehído deshidrogenasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH6A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4329
GeneID	4329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 326-535 de ALDH6A1 humana (NP_005580.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02252
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo