


Anticuerpo Monoclonal Anti-Aldh7A1 Para Wb, Elisa - P49419

Número de artículo: CM0002033



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-ALDH7A1 validado para WB y ELISA. Detecta ALDH7A1 humano y de ratón, una aldehído deshidrogenasa multifuncional involucrada en la defensa contra el estrés oxidativo, el catabolismo de la lisina y la inhibición de la ferroptosis. Ideal para investigación oncológica y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH7A1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	501
GeneID	501
Inmunógeno	Péptido sintético. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ALDH7A1 humano (P49419).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49419
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo