


Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh7A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49419

Número de artículo: CM0028906



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ALDH7A1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de aldehídos, la ferroptosis y la epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ALDH7A1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Especie	Humano
ID del Gen	501
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 430-539 de ALDH7A1 humano (NP_001173.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49419
Peso Molecular de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo