


Anticuerpo Policlonal Anti-Aldoa Para Wb, If/Icc, Elisa - P04075

Número de artículo: CM0014590



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALDOA humana, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reconoce ALDOA de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre glucólisis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDOA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	226
ID del Gen	226
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-348 de ALDOA humana (NP_908930.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04075
Peso Molecular	39kDa
Envío	Bolsa de hielo