


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldoa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04075

Número de artículo: CM0003459



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ALDOA de alta afinidad apto para WB, IHC-P y ELISA. Dirige contra ALDOA humana (P04075), presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en glicólisis y gluconeogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ALDOA de conejo
Notas / Alias	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	226
ID del gen	226
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la aldolasa humana (P04075).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04075
Peso molecular de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo