


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aldob Para Wb, If/Icc, Elisa - P05062

Número de artículo: CM0025061



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ALDOB de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce ALDOB de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de glucólisis, gluconeogénesis y supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDOB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALDB; ALDO2; ALDOB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	229
GeneID	229
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la ALDOB humana (NP_000026.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05062
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo