

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alg1 Para Wb, Elisa - Q9Bt22

Número de artículo: CM0029607

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ALG1 humano, una mannosiltransferasa clave en la N-glicosilación. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para investigación en glicobiología y trastornos congénitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ALG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMT1; MT-1; CDG1K; HMT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	56052
GeneID	56052
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-464 de ALG1 humano (NP_061982.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BT22
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo