

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alg13 Para Wb, Elisa - Q9Np73

Número de artículo: CM0023999

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALG13 humano, validado en WB y ELISA, detecta ALG13 endógeno (~126 kDa) en muestras humanas y de ratón. Adecuado para estudiar N-glicosilación, trastornos congénitos de la glicosilación y función del RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALG13 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDG1S; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
Especie	Humano
GeneID (humano)	79868
GeneID	79868
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-167 de ALG13 humano (NP_001311219.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NP73
Peso Proteico	126 kDa
Envío	Bolsa de hielo