

Anticuerpo Policiano Anti-Alg2 Para Wb, Elisa - Q9H553

Número de artículo: CM0028881

Introducción

ALG2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, dirigido a ALG2 humana, una mannosiltransferasa involucrada en la N-glicosilación, adecuado para investigación en trastornos de glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDG1I; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	85365
ID del Gen	85365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 197-416 de ALG2 humana (NP_149078.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H553
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo