

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alg5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y673

Número de artículo: CM0019939

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ALG5, validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ALG5 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la biosíntesis de oligosacáridos unidos a dolicol y las vías de N-glucosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALG5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKD7; bA421P11.2; ALG5
Especie	Humana
ID del gen (humano)	29880
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-190 de ALG5 humano (NP_037470.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9Y673
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo