


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alix / Pdcd6lp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum4

Número de artículo: CM0020201



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ALIX/PDCD6IP humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en clasificación endosomal, apoptosis y gemación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALIX / PDCD6IP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10015
ID del gen	10015
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de ALIX / PDCD6IP humano (NP_037506.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WUM4
Peso de la proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo