

Anticuerpo Monoclonal Anti-ALK De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Um73

Número de artículo: CM0004624



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el receptor tirosina quinasa ALK humano. Adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización de ALK en desarrollo neuronal y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALK mAb de conejo
Observaciones/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	238
GeneID	238
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UM73
Peso de la proteína	176kDa
Envío	Bolsa de hielo