

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alk Para Wb Y Elisa - Q9Um73

Número de artículo: CM0030539



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALK humano, validado en WB y ELISA. Se dirige al dominio quinasa intracelular (aa 1093-1411). Adecuado para estudios de oncología y desarrollo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ALK
Observaciones/Alias	ALK1; CD246; NBLST3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	238
GeneID	238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1093-1411 de ALK humano (NP_004295.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UM73
Peso Proteico	176kDa
Envío	Bolsa de hielo