


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfatasa Alcalina (Alpl) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Número de artículo: CM0002178



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra ALPL humano (P05186). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en mineralización esquelética y termogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Fosfatasa Alcalina (ALPL)
Observaciones/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Fosfatasa Alcalina (ALPL)
Especie	Humano
ID del Gen	249
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Fosfatasa Alcalina humana (ALPL) (P05186)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05186
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo