


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfatasa Alcalina (Alpl) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05186

Número de artículo: CM0017511



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Fosfatasa Alcalina (ALPL) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de mineralización ósea y termogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Fosfatasa Alcalina (ALPL)
Observaciones/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Fosfatasa Alcalina (ALPL)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	249
ID del Gen	249
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-260 de la Fosfatasa Alcalina (ALPL) humana (NP_000469.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05186
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo