


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfatasa Alcalina (Alpl) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Número de artículo: CM0017856



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la fosfatasa alcalina humana (ALPL) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en mineralización esquelética, biomineralización y metabolismo de la vitamina B6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Fosfatasa Alcalina (ALPL)
Observaciones/Alias	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Fosfatasa Alcalina (ALPL)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	249
ID del Gen	249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-440 de la Fosfatasa Alcalina humana (ALPL) (NP_000469.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05186
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo